


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Orm1/2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02763 / P19652

Número do item: CM0002323



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a ORM1/2 humano (Alfa-1-glicoproteína ácida 1/2), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para estudos de proteínas de fase aguda, inflamação e transporte de fármacos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-ORM1/2
Observações/Alias	AGP-B; AGP-B'; AGP2; ORM1/2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5004/5005
GeneID	5004/5005
Imunógeno	Pepetídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02763/P19652
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo