


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ormdl3 Para Wb E Elisa - Q8N138

Número do item: CM0017518



introdução

Este anticorpo policlonal tem como alvo o ORMDL3, uma proteína de membrana do retículo endoplasmático essencial para a regulação da biossíntese de esfingolipídios. Validado para Western blot e ELISA, reage com amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ORMDL3 Rabbit pAb
Observações/Alias	ORMDL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	94103
ID do Gene	94103
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do ORMDL3 humano (NP_644809.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N138
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo