


Anticorpo Monoclonal Anti-Orp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxw6

Número do item: CM0011974



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à ORP1 humana (OSBPL1A), adequado para WB, IF/ICC e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. A ORP1 é uma proteína de ligação a esterol de endossomo tardio envolvida no transporte de colesterol e na regulação de RAB7A, ideal para pesquisa em metabolismo lipídico e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ORP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ORP1; ORP-1; OSBPL1B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	114876
GeneID	114876
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 851-950 da ORP1 humana (Q9BXW6).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXW6
Peso Proteico	108kDa
Envio	Em saco de gelo