

Anti-Orp150/Grp170/Hsp12A Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4L1

Número do item: CM0003180

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ORP150/GRP170/HSP12A (HYYO1) validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de estresse do retículo endoplasmático e hipóxia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ORP150/GRP170/HSP12A mAb de Coelho
Observações/Apelido	IMD59; Grp170; HSP12A; ORP150; GRP-170; ORP-150; ORP150/GRP170/HSP12A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10525
GeneID	10525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do ORP150/GRP170/HSP12A humano (Q9Y4L1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4L1
Peso da Proteína	111kDa
Envio	Saco com gelo