

Anticorpo Policlonal Anti-Osaldh2B1 Para Wb, Elisa - Q9FrX7

Número do item: CM0020159

introdução

Anticorpo Policlonal Coelho OsALDH2B1 (59 kDa) validado para WB e ELISA, reconhecendo especificamente ALDH2B1 de Oryza sativa. Ideal para pesquisa de aldeído desidrogenase vegetal e estudos agrícolas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsALDH2B1 Coelho pAb
Observações/Apelido	Aldh2b; OsALDH2B1
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4340725
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 de OsALDH2B1 de Oryza sativa (Q9FRX7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q9FRX7
Peso Proteico	59kDa
Envio	Bolsa de Gelo