

Anticorpo Policlonais Anti-Osarf19 Para Wb, Elisa - Q0D9R7

Número do item: CM0021804

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao fator de resposta à auxina 19 de arroz (OsARF19, OsARF7a). Validado para aplicações em Western blot (WB) e ELISA. Adequado para pesquisa com Oryza sativa, envolvido na sinalização por auxina e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsARF19 pAb de coelho
Observações/Alias	ARF19; ARF7A; OsARF7a; OJ1215_E11.1; OsARF19
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4341978
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 800-900 de OsARF19 de Oryza sativa (Q0D9R7).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q0D9R7
Peso Proteico	128kDa
Transporte	Bolsa de gelo