

Anticorpo Policlonal Anti-Osbip1 Para Wb, Elisa - Q6Z7B0

Número do item: CM0022128

introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido a BiP1 (BIP1) de arroz, uma chaperona do RE para dobramento de proteínas e resposta a estresse. Validado para WB e ELISA em Oryza sativa. Ideal para pesquisa de desenvolvimento de sementes e estresse do retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsBip1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BIP; OsBiP1; OsJ_05115; OJ1442_E05.10; OsBip1
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	4328075
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-400 de OsBip1 de Oryza sativa. (Q6Z7B0)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6Z7B0
Peso Proteico	73kDa
Envio	Bolsa de gelo