


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Osbp Para Wb, If/Icc, Elisa - P22059

Número do item: CM0029615



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína de ligação a oxisterol humana 1 (OSBP). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de transporte de lipídios e metabolismo do colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	OSBP pAb de Coelho
Observações/Apelido	OSBP1; OSBP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5007
GeneID	5007
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 508-807 do OSBP humano (NP_002547.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22059
Peso Proteico	89kDa
Envio	Saco de gelo