


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Osbpl2 Para Wb, Elisa - Q9H1P3

Número do item: CM0014886



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra OSBPL2 humano (ORP2), validado para WB e ELISA. Ideal para estudar vias relacionadas ao transporte de lipídios, adesão celular e surdez.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OSBPL2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ORP2, ORP-2, DFNA67, DNFA67, OSBPL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9885
GeneID	9885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 291-480 do OSBPL2 humano (NP_653081.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H1P3
Peso Proteico	55kDa
Envio	Em saco de gelo