

## Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Osbzip23 Para Wb, Elisa - Q6Z312

Número do item: CM0022159

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de transcrição OsbZIP23 do arroz. Adequado para Western blot e ELISA, reconhecendo o alvo de Oryza sativa. Ideal para pesquisa de sinalização de estresse abiótico e via ABA.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | OsbZIP23 pAb Coelho                                                                                                                                       |
| Observações/Apelido | ABF2; AREB1; BZIP23; OsABF2; OsAREB1; OsBZIP23; OJ1004_A11.20; OsbZIP23                                                                                   |
| Espécie             | Oryza sativa                                                                                                                                              |
| GeneID              | 4330838                                                                                                                                                   |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-300 de OsbZIP23 de Oryza sativa. (Q6Z312). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Oryza sativa                                                                                                                                              |
| SWISS               | Q6Z312                                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 38kDa                                                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                              |