

Anticorpo Policlonal Anti-OsdlT Para Wb E Elisa - Q9Lwu9

Número do item: CM0020577

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho reconhece especificamente a proteína OsDLT (SWISS: Q9LWU9) em arroz. Validado para aplicações de WB e ELISA, é uma ferramenta essencial para o estudo da sinalização de brassinosteroides, regulação da transcrição e controle do tamanho dos órgãos vegetais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsDLT Rabbit pAb
Observações/Apelido	DLT; OsGRAS-32; D62; GS6; SMOS2; OsDLT
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	4339978
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-214 de OsDLT de Oryza sativa (Q9LWU9)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q9LWU9
Peso Proteico	66kDa
Envio	