

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oseil1 Para Wb, Elisa - Q10M41

Número do item: CM0024450

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-OsEIL1 validado para WB e ELISA em arroz (Oryza sativa). Ideal para estudos de sinalização por etileno, resposta a estresse e vias de resistência a doenças. Peso molecular alvo: 71kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsEIL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EIL1; MHZ6; EIL1A; OsEIL1; OsEIL1a; OsJ_10672
Espécie	Oryza sativa
GeneID (humano)	EIL1
GeneID	107276358
Imunógeno	Proteína recombinante LSRGKDPAGGVVGDPK-C
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q10M41
Peso Molecular da Proteína	71kDa
Transporte	Bolsa de gelo