

Anticorpo Policlonal Anti-Osein2 Para Wb, Elisa - Q0D8I9

Número do item: CM0020799

introdução

A CamelBio fornece anticorpo policlonal de coelho anti-OsEIN2 (Q0D8I9) reativo com Oryza sativa. Validado para WB e ELISA, visa a proteína de sinalização de etileno envolvida no desenvolvimento do arroz, senescência e tamanho dos grãos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsEIN2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EIN2; MHZ7; OsEIN2; P0455F03.4
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	4342431
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 576-710 de OsEIN2 de Oryza sativa (Q0D8I9).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q0D8I9
Peso da Proteína	138kDa
Envio	Saco de gelo