

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oself3 Para Wb, Elisa - Q9Snq6

Número do item: CM0023214

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o OsELF3 (Q9SNQ6) de Oryza sativa. Validado para Western blotting e ELISA, adequado para estudos de regulação do tempo de floração e via fotoperiódica em arroz.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsELF3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Ef7; HD3B; Hd-q; Hd17; ELF3-1; OsELF3; OsELF3-1; Osj_20086; OsELF3
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4340087
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 de Oryza sativa OsELF3. (Q9SNQ6).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q9SNQ6
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de gelo