

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Osfd1 Para Wb, Elisa - A0A0P0XR34

Número do item: CM0020333

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a OsFD1 de arroz (P0478E02.1) para Western blot e ELISA. Tem como alvo uma proteína nuclear de 21 kDa envolvida na sinalização de ácido abscísico e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsFD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P0478E02.1; OsFD1
Espécie	Oryza sativa
GeneID	9271661
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-125 da OsFD1 de Oryza sativa. (A0A0P0XR34)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	A0A0P0XR34
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo