

Anticorpo Policlonal Anti-Osfd2 Para Wb E Elisa - Q5Z4G3

Número do item: CM0019417

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Oryza sativa OsFD2 (OsbZIP55). Validado para WB e ELISA. Adequado para estudos sobre sinalização do ácido abscísico, regulação da transcrição e respostas ao estresse vegetal. Detecta uma proteína de 18 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	OsFD2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OsFD2; OsbZIP55
Espécie	Oryza sativa
ID do gene	9266154
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 de Oryza sativa OsFD2 (Q5Z4G3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q5Z4G3
Peso da proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo