

Anticorpo Policlonais Anti-Osgepl1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4B0

Número do item: CM0028216

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a OSGEPL1 humano (Q9H4B0) para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato, sendo ideal para estudos de modificação de tRNA mitocondrial e manutenção do genoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OSGEPL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	Qri7; OSGEPL; OSGEPL1
Espécie	Humano
ID do Gene	64172
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 de OSGEPL1 humano (NP_071748.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H4B0
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo