

Anticorpo Policlonal Anti-Osgin1 Para Wb, Elisa - Q9Ujx0

Número do item: CM0013838

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-OSGIN1 validado para Western blot e ELISA, direcionado ao inibidor de crescimento induzido por estresse oxidativo 1 (OSGIN1) humano, envolvido na citocinese e regulação da morte celular. Reage de forma cruzada com a espécie humana. 52 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OSGIN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BDGI; OKL38; OSGIN1
Espécie	Humano
GeneID	29948
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do OSGIN1 humano (NP_892026.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UJX0
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo