

Anticorpo Policlonal Anti-Osgrf4 Para Wb E Elisa - Q6Zik5

Número do item: CM0023434

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao OsGRF4 do arroz, validado para Western blot e ELISA. Útil para estudar a regulação do tamanho do grão, proliferação celular e desenvolvimento do meristema em Oryza sativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsGRF4 Coelho pAb
Observações/Apelido	GL2; GS2; PT2; GLW2; GRF4; grf2; OsGRF4; Osj_08054; OJ1111_E07.19
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4330436 (Oryza sativa)
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6ZIK5
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo