

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Osire1 Para Wb, Elisa - Q7Xit1

Número do item: CM0020633

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho OsIRE1 validado para WB e ELISA em Oryza sativa. Tem como alvo a serina/treonina-proteína quinase/endorribonuclease IRE1 (99kDa), um sensor chave de estresse do RE. Adequado para estudar a resposta a proteínas não dobradas em arroz.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho OsIRE1
Observações/Apelido	IRE1; OsIRE1; Osire1p; OsJ_24190; OJ1103_E04.109
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	4343198
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 436-650 de OsIRE1 de Oryza sativa (Q7XIT1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q7XIT1
Peso da Proteína	99kDa
Envio	Saco de gelo