

Anti-Osmads1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q10Pz9

Número do item: CM0022700

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o OsMADS1 de Oryza sativa, validado para WB e ELISA. Adequado para investigar o desenvolvimento de órgãos florais, a função de fatores de transcrição e a pesquisa de proteínas MADS-box em arroz.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsMADS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Lhs1; MADS1; OsMADS1; OsJ_09913
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4332059
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-257 do OsMADS1 de Oryza sativa (Q10PZ9)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q10PZ9
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo