

Anticorpo Policlonal Anti-Osmpk6 Para Wb E Elisa - Q336X9

Número do item: CM0023862

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a proteína quinase ativada por mitógeno 6 de arroz (OsMPK6, Q336X9) para Western blot e ELISA. Ideal para estudar vias de MAPK em Oryza sativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho OsMPK6
Observações/Apelido	MPK6; OsMPK6
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4349225
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q336X9
Peso Proteico	43kDa
Envio	