

Anticorpo Policloal Anti-Osmr Para Wb, Elisa - Q99650

Número do item: CM0030950

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OSMR humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para estudos de sinalização da oncostatina M e IL-31 em pesquisas de imunologia e dermatologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OSMR Coelho pAb
Observações/Alias	OSMRB; PLCA1; IL-31RB; OSMRbeta; IL-31R-beta; OSMR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9180
GeneID	9180
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do OSMR humano (NP_003990.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99650
Peso da Proteína	111kDa
Transporte	Saco de gelo