

Anticorpo Policlonal Anti-Osnpr1 Para Wb E Elisa - Q9Fdy4

Número do item: CM0022074

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao OsNPR1 de Oryza sativa (homólogo 1 do NPR1), validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisas sobre defesa vegetal e resistência a doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsNPR1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NH1; PR2; NPR1; NPR2; OsNH1; OsNPR1
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4327315
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 475-582 do OsNPR1 de Oryza sativa. (Q9FDY4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q9FDY4
Peso da Proteína	64 kDa
Envio	Bolsa de gelo