

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Osr1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tax0

Número do item: CM0021510

introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade dirigido a OSR1 humana (odd-skipped related 1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisa de desenvolvimento embrionário e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OSR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ODD; OSR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	130497
ID do Gene	130497
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-115 da OSR1 humana (NP_660303.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TAX0
Peso Molecular da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo