

Anticorpo Policlonal Anti-Osr2 Para Wb, Elisa - Q8N2R0

Número do item: CM0024603

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado contra OSR2 para WB e ELISA; reconhece OSR2 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de desenvolvimento do germe dentário e fatores de transcrição com dedo de zinco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OSR2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OSR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	116039
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 250-312 do OSR2 humano (NP_001135934.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N2R0
Peso Proteico	36kDa
Envio	Bolsa de gelo