

Anticorpo Policlonal Anti-Osrack1A Para Wb E Elisa - P49027

Número do item: CM0022202

introdução

Anticorpo policlonal de coelho OsRACK1A validado para western blot (WB) e ELISA em arroz (Oryza sativa). Detecta a proteína RACK1z de ~36 kDa, um regulador positivo da imunidade inata e da defesa vegetal. Ideal para pesquisas sobre a brusone do arroz.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	OsRACK1A Rabbit pAb
Observações/Alíquotas	RWD; GPB-LR; RACK1A; OsRACK1A
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4324115
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-334 de OsRACK1A de Oryza sativa. (P49027)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Oryza sativa
SWISS	P49027
Peso molecular	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo