

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Osrd6/Shl2 Para Wb E Elisa - Q8Lhh9

Número do item: CM0024182

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao OsRDR6 de arroz (SHL2, SHOOTLESS2) para Western blot (WB) e ELISA. Esta RNA-dependent RNA polimerase é fundamental para o desenvolvimento do meristema caulinar e a via ta-siRNA, sendo adequada para estudos de biologia do desenvolvimento vegetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsRDR6 Rabbit pAb
Observações/Alias	SHL2; SHOOTLESS2; OsRDR6
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	4323938
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 963-1218 de Oryza sativa OsRDR6 (Q8LHH9)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q8LHH9
Peso Molecular da Proteína	137kDa
Transporte	Bolsa de gelo