

Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Ostb1 Para Wb - Q8Ln68

Número do item: CM0024222

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-OsTB1 para detecção do fator de transcrição TB1 em Oryza sativa. Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento vegetal sobre perfilhamento e regulação de gemas axilares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsTB1 Rabbit pAb
Observações/Alias	TCP8; OsTB1
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4333856
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-388 de OsTB1 de Oryza sativa. (Q8LN68)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q8LN68
Peso Molecular da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo