

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ostc Para Wb E Elisa - Q9Nrp0

Número do item: CM0019786



introdução

OSTC Rabbit pAp validado para Western blot (WB) e ELISA em amostras de humano, camundongo e rato. Tem como alvo a subunidade OSTC do complexo oligosaccharyltransferase, essencial para pesquisas de N-glicosilação e estudos de biologia do retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OSTC Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DC2; OSTC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	58505
ID do Gene	58505
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50 e a C-terminal da OSTC humana (NP_067050.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRPO
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo