

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Oste Para Wb, Elisa - Q10Sh0

Número do item: CM0022639

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra OsTE (TAD1/OsCCS52A) validado para Western blot e ELISA em Oryza sativa. Proteína do ciclo celular com repetição WD, 56 kDa. Ideal para pesquisa em arroz.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsTE Rabbit pAb
Observações/Alias	TAD1, TE, OsCCS52A, OsTE
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4331448
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 de OsTE de Oryza sativa (Q10SH0)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q10SH0
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo