

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Osteocalcina (Bglap) Para Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Número do item: CM0014982



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a osteocalcina humana (BGLAP), adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo a proteína óssea Gla envolvida na mineralização óssea e regulação hormonal. Ideal para o sourcing de matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Osteocalcina (BGLAP) pAb de Coelho
Observações/Apelido	OC; BGP; OCN; Osteocalcina (BGLAP)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	632
GeneID	632
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da osteocalcina humana (BGLAP) (NP_954642.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02818
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco com gelo