

Anticorpo Policlinonal De Coelho Anti-Osteocalcina/Ocn Para Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Número do item: CM0029350



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Osteocalcina humana (BGLAP), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Apoia estudos de biologia óssea e metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Osteocalcina/OCN Rabbit pAb
Observações/Apelidos	OC; BGP; OCN; Osteocalcina (BGLAP)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	632
ID do Gene	632
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02818
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo