

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Osteoglicina (Ogn) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20774

Número do item: CM0030002

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Osteoglicina (OGN) humana para Western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Detecta uma proteína de ~34 kDa. Aplicável para pesquisa em biologia óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Osteoglicina (OGN) pAb de Coelho
Observações/Apelido	OG; OIF; SLRR3A; Osteoglicina (OGN)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4969
ID do Gene	4969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-298 da Osteoglicina (OGN) humana (NP_054776.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20774
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo