


Anticorpo Monoclonal Anti-Osteopontina Para Wb, Elisa - P10451

Número do item: CM0002224



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Osteopontina humana (OPN/SPP1). Adequado para Western Blot e ELISA. Reconhece Osteopontina humana; 35 kDa. Ideal para pesquisa em biologia óssea e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Osteopontina
Observações/Apelido	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Osteopontina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6696
ID do Gene	6696
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 200-300 da Osteopontina humana (P10451).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10451
Peso Molecular da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo