


Anticorpo Policlonal Anti-Osteopontina Para Wb, Elisa - P10451

Número do item: CM0013354



introdução

Anticorpo policlonal Anti-Osteopontina validado para Western blot e ELISA. Detecta osteopontina humana, de rato e de camundongo; reconhece aminoácidos 17-314. Ideal para estudar interações célula-matriz e funções de citocinas.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	Osteopontina pAb de Coelho
Observações/Apelido	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Osteopontina
Espécie	Humano
ID do Gene	6696
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 17-314 da Osteopontina humana (NP_001035147.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10451
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo