


Anticorpo Policlonal Anti-Ostm1 Para Wb, Elisa - Q86Wc4

Número do item: CM0016778



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OSTM1 humano, também conhecido como subunidade beta do canal de cloreto 7, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Essencial para a maturação e função de osteoclastos e melanócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OSTM1 Coelho pAb
Observações/Apelido	GL, GIPN, OPTB5, HSPC019, OSTM1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	28962
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-284 do OSTM1 humano (NP_054747.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86WC4
Peso Proteico	37kDa
Envio	Bolsa de Gelo