


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Otc Para Wb, If-P, Elisa - P00480

Número do item: CM0005091



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante OTC validado para WB, IF-P e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Essencial para pesquisa do ciclo da ureia e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OTC Rabbit mAb
Observações/Apelido	OCTD; OTC1; OTCD; OTCas; OTC
Espécie	Humano
ID do Gene	5009
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 215-354 do OTC humano (NP_000522.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00480
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo