


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Otc Para Wb E Elisa - P00480

Número do item: CM0026832



introdução

Anticorpo policlonal coelho anti-OTC validado para Western blotting e ELISA. Detecta OTC humano, de rato e de camundongo. Essencial para estudar o ciclo da ureia, desintoxicação de amônia e metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho OTC
Observações/Apêndice	OCTD; OTC1; OTCD; OTCas; OTC
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5009
GeneID	5009
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 215-354 da OTC humana (NP_000522.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00480
Peso Proteico	40kDa
Envio	Bolsa de Gelo