

Anticorpo Policlonal Anti-Otof Para Wb, Elisa - Q9Hc10

Número do item: CM0021827

introdução

Anticorpo policlonal de coelho OTOF validado para WB e ELISA em amostras humanas. Imunogénio recombinante (aa 1-300) visa a otoferlina, um sensor de cálcio crítico para a exocitose de vesículas sinápticas nas células ciliadas da cóclea, ideal para pesquisa sobre audição e surdez.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OTOF pAb de Coelho
Observações/Apelido	AUNB1; DFNB6; DFNB9; NSRD9; FER1L2; OTOF
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9381
GeneID	9381
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do OTOF humano (NP_919224.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HC10
Peso da Proteína	227kDa
Envio	Saco de gelo