

Anticorpo Policlonal Anti-Otp De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Xkr4

Número do item: CM0017182

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o OTP humano (Proteína homeobox orthopedia). Adequado para aplicações WB, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e de rato. Útil para pesquisas sobre diferenciação neuroendócrina hipotalâmica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	OTP pAb de Coelho
Observações/Apelido	OTP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23440
GeneID	23440
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do OTP humano (NP_115485.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5XKR4
Peso Ponderal da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo