


Anticorpo Policlonal Anti-Otub1 Para Wb, Elisa - Q96Fw1

Número do item: CM0016323



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao OTUB1 humano, uma enzima deubiquitinante envolvida na renovação proteica, reparo de DNA e regulação imunológica. Validado para Western blot e ELISA, apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa básica e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OTUB1 Coelho pAb
Observações/Alias	OTB1; OTU1; HSPC263; OTUB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55611
GeneID	55611
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 do OTUB1 humano (NP_060140.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96FW1
Peso da Proteína	31kDa
Transporte	Saco de gelo