

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Otub1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fw1

Número do item: CM0016270



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra OTUB1 humano, uma desubiquitinase específica para Lys-48 envolvida na renovação proteica, reparação do DNA e regulação imunitária. Validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OTUB1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	OTB1, OTU1, HSPC263, OTUB1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	55611
GeneID	55611
Imunogénio	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q96FW1
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo