


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Otub2 Para Wb, Elisa - Q96Dc9

Número do item: CM0020495



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-OTUB2 validado para WB e ELISA. Tem como alvo a tioesterase de ubiquitina OTUB2 humana, uma desubiquitinase envolvida na renovação de proteínas. Ideal para pesquisas sobre a via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	OTUB2 Rabbit pAb
Observações/Alcunha	OTB2, OTU2, C14orf137, OTUB2
Espécie	Humana
GeneID	78990
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-73 da OTUB2 humana (NP_075601.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q96DC9
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo