

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Otud4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01804

Número do item: CM0023797

introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado a OTUD4 (HIN1), validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Investigue o papel de OTUD4 na desubiquitinação, sinalização inflamatória e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	OTUD4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HIN1; DUBA6; HSHIN1; OTUD4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	54726
GeneID	54726
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-500 de OTUD4 humana (NP_001096123.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01804
Peso da Proteína	124kDa
Envio	Bolsa de gelo