

Anticorpo Policlonal Anti-Otud7B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Gqq9

Número do item: CM0021198



introdução

Anticorpo policlonal de coelho OTUD7B validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece OTUD7B humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre a via NF-kB e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	OTUD7B Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZA20D1; CEZANNE; OTUD7B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56957
GeneID	56957
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 530-700 do OTUD7B humano (NP_064590.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6GQQ9
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Saco de gelo