

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Otx2 Para Wb, Elisa - P32243

Número do item: CM0011794

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho OTX2 de alta qualidade para aplicações de western blot e ELISA, validado para humano, rato e camundongo. Suporta estudos em desenvolvimento cerebral e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OTX2 Coelho mAb
Observações/Apelido	CPHD6; MCOP55; OTX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5015
GeneID	5015
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 190-289 do OTX2 humano (P32243)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P32243
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de Gelo