

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Otx2 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P32243

Número do item: CM0017144

introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-OTX2 de alta qualidade para imunohistoquímica, imunofluorescência e ELISA. Reage de forma cruzada com OTX2 de camundongo e rato. Ideal para estudos de desenvolvimento do cérebro e órgãos dos sentidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OTX2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CPHD6; MCOP55; OTX2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5015
ID do Gene	5015
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-280 do OTX2 humano (NP_068374.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P32243
Peso da Proteína	32kDa
Transporte	Bolsa de gelo