

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Otx2 Para Wb E Elisa - P32243

Número do item: CM0028067

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho OTX2 validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Tem como alvo a proteína homeobox humana OTX2 (32 kDa), ideal para pesquisa em neurociência do desenvolvimento e doenças raras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OTX2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CPHD6; MCOP55; OTX2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5015
ID do Gene	5015
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-280 da OTX2 humana (NP_068374.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P32243
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo