

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ovgp1 Para Wb E Elisa - Q12889

Número do item: CM0013486

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra OVGP1 humano, validado para Western blot e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre fertilização, desenvolvimento embrionário inicial e biologia do oviduto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	OVGP1 pAb de coelho
Observações/Alias	EGP, OGP, MUC9, CHIT5, OVGP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5016
GeneID	5016
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-260 do OVGP1 humano (NP_002548.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q12889
Peso da proteína	75 kDa
Transporte	Bolsa de gelo